

Supereyes

USB便携式数码耳镜 Y001

SUPEREYES手持式数码显微镜可和计算机（监视器）连接，操作方便。利用所附的软件，可轻松地进行拍摄照片，动态录像，测量，添加文字等功能。

产品规格：

| 型号 | 放大倍数 | 分辨率 | 对焦 | 测量功能 | 光源 | 录像帧数 | 输出接口 |
|------|--------|---------|----|----------|------------|----------|--------|
| Y001 | 1-100X | 640*480 | 定焦 | 长度，角度，弧度 | LED灯，USB供电 | 15-30FPS | USB2.0 |

系统需求：

个人计算机，最低系统需求如下：

- ✓ Windows 98SE/Me/2000/XP,Win98/98SE/VISTA
- ✓ XP/VISTA 无需安装驱动程序
- ✓ Pentium 233MHz 以上处理器
- ✓ 256MB SDRAM 内存
- ✓ USB2.0 接口
- ✓ 600MB 以上可用硬盘空间

产品结构及构成：

1. 数码显微镜本体
2. 光盘：内含产品简介及SUPEREYES软件



硬件安装及使用：

1. 将 USB 线插入电脑 USB 口。
2. 将 Y001 慢慢贴近耳朵，选择合适的距离以看到清楚的耳内观察画面。
3. 触控灯光按钮调节亮度，触控拍照按钮拍照。或通过 Supereyes 软件拍照，录像，测量和添加文字。

安全警告及注意事项

1. 请勿以手指直接触摸镜头及LED 部分，以免发生危险或招致镜头损坏。
2. 请勿自行拆解产品，以避免故障或电击危险等事故发生。
3. 手潮湿时请勿插上或拔下电源适配器及其它接头。
4. 当数码显微镜（内窥镜）机体使用 / 非使用时，请勿将非此机体应有的电源插头插入机体内，以免造成意外伤害。
5. 切勿使用酒精等有机溶剂清洁。
6. 若镜头或取景窗脏污、受潮，最好使用干燥、不含麻质的布或者专业镜头纸进行擦拭，请勿以手指触摸镜头，以免表面造成刮痕。擦拭时请勿在镜头上施压。
7. 本产品不是专为户外使用而设计。在没有适当保护的情况下，最好不要暴露在户外；温度、湿度过度都会对镜头产生伤害。
8. 请于下列环境下使用及储放：温度：0°C ~ 40°C，相对湿度：45% ~ 85%
9. 若不慎使异物或水份/液体进入数码显微镜（内窥镜）本体及置物台内，请立即拔除USB线。立即送至维修中心检修，请勿用吹风机吹干。
10. 请注意所有使用中或非使用中的USB 线配置以防人员绊倒，或显微镜机体摔落。
11. 为避免可能的电击造成意外，搬动计算机/电视时请先将显微镜电源拔除。



常见故障解答：

| 序号 | 故障现象 | 可能原因 | 解决办法 |
|----|-------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 图象黑屏 | 显微镜照明不好 没有打开预览 没有选择合适的设备 显微镜与电脑连接不好 | 打开照明 打开预览 选择合适的设备 重插 USB 口 |
| 2 | 图象模糊、变色、速度慢 | 镜头脏 焦距不对 显微镜与电脑连接不好 电脑配置太低 | 用镜头纸擦拭 调整焦距 重插 USB 口 更换电脑 |
| 3 | 图象失真 | 显微镜与电脑连接不好 | 重插 USB 口 |

SuperEyes

| | | | |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| | | 显微镜故障 | 返厂维修 |
| 4 | 画面闪动 | 选择频率不对 | 选择与市电相同的频率 |
| 5 | 无法识别 | 显微镜与电脑连接不好 显微镜故障 | 重插 USB 口 返厂维修 |
| 6 | 触摸反应慢、 没反应 | 气候影响 显微镜故障 | 加大触摸点湿度 返厂维修 |

产品国际认证证书示例：





免责声明:

对于不正当的使用本产品所造成的伤害或其它损害,本产品的制造商与销售商不负任何责任。本说明书内的内容系根据现行产品的规格所准备。制造商D&F Corp.为了改善产品或其它原因,将不对本文件中可能出现的任何错误承担责任。同时, D&F Corp. 并不承担随时更新本文件内容与信息之义务。